

COMPRESERO TERMOTERAPIA PROFESIONAL SS-8

Calor Húmedo [50 Lts] + Set 8 Compresas WME® | Distribuidor Exclusivo WME en Chile



1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre	Compresero SS-8 Calor Húmedo [50 Lts] + Set 8 Compresas WME®
Otras denominaciones	Hydrocollator / Unidad Calentadora de Compresas Húmedo-Caliente
Marca	WME® (FISIOMED es distribuidor exclusivo de la marca WME en Chile)
SKU	(B-10) COMPRESERO 49 LTS + SET (8) CHC
Categoría	Equipamiento de termoterapia para centros de rehabilitación y kinesiología

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El Compresero SS-8 es una unidad profesional de termoterapia (hydrocollator) diseñada para calentar y mantener a temperatura constante compresas de calor húmedo. Con capacidad para 8 compresas simultáneas, es un equipo ideal para centros de rehabilitación, clínicas kinésicas y consultas de fisioterapia con alto volumen de pacientes.

Construido íntegramente en acero inoxidable AISI 304, cumple con altos estándares de seguridad e higiene. Incluye un set de 8 compresas elaboradas con bentonita 100% sódica, material que retiene el calor de forma prolongada y uniforme, asegurando la efectividad del tratamiento de termoterapia durante toda la sesión.



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Fuente de alimentación	200 – 250 VCA
Frecuencia nominal	50 Hz
Consumo de energía	1.000 vatios
Capacidad máxima del estanque	50 litros (49 L según ficha técnica del equipo)
Peso aproximado lleno	76 kg
Temperatura de trabajo	71 °C – 80 °C (160 °F – 176 °F), preestablecida y regulable
Tiempo de calentamiento a 75 °C	6 horas
Tiempo de enfriamiento desde 75 °C	3 horas
Dimensiones del producto	85,5 cm (alto) x 51,5 cm (largo) x 38,5 cm (ancho)
Dimensiones de embalaje	94 cm (alto) x 61 cm (largo) x 44,5 cm (ancho)
Peso del producto	23,9 kg
Peso bruto de envío	38,4 kg
Fusible	5 amperios
Material de la carcasa	Acero inoxidable AISI 304
Ruedas giratorias	4 ruedas (2 de bloqueo y 2 de desbloqueo)
Set de compresas incluido	8 compresas de calor húmedo WME®, elaboradas con bentonita 100% sódica



4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad para calentar hasta 8 compresas de calor húmedo de forma simultánea
- Construcción íntegra en acero inoxidable AISI 304, resistente a la corrosión y de fácil limpieza
- Incluye termostato de seguridad y control de temperatura regulable
- Panel de control digital para monitoreo preciso de la temperatura del estanque
- Sistema de doble válvula de drenaje en la parte posterior, para vaciado y mantención del agua del estanque
- 4 ruedas giratorias (2 con bloqueo), que facilitan el desplazamiento del equipo dentro del centro clínico
- Incluye set de 8 compresas WME® de bentonita 100% sódica, de larga duración térmica
- Garantía técnica de 1 año y servicio técnico especializado



5. INDICACIONES Y USOS

- Aplicación de termoterapia superficial (calor húmedo) en centros de rehabilitación kinésica
- Manejo de dolor musculoesquelético, contracturas y tensión muscular
- Preparación de tejidos blandos previa a sesiones de kinesiterapia o terapia manual
- Tratamiento complementario en rehabilitación traumatológica, reumatológica y deportiva
- Uso en clínicas, hospitales, centros de estética terapéutica y consultas de fisioterapia con alto flujo de pacientes

6. MODO DE USO

- Llenar el estanque con agua hasta el nivel indicado, sin superar la capacidad máxima de 50 litros
- Conectar el equipo a una fuente de alimentación de 200–250 VCA y encenderlo mediante el interruptor posterior
- Configurar la temperatura de trabajo en el panel de control (rango habitual 71 °C – 80 °C)
- Sumergir las compresas de calor húmedo en el estanque, respetando el tiempo de calentamiento recomendado (aprox. 6 horas para alcanzar 75 °C desde frío)
- Retirar la compresa con la pinza o guante térmico correspondiente y envolverla en una funda o toalla antes de aplicarla sobre la piel del paciente
- Verificar la tolerancia térmica del paciente antes y durante la aplicación, ajustando el número de capas de protección según sea necesario
- Devolver la compresa al estanque tras su uso para mantener la temperatura de trabajo

7. ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- Uso exclusivo por personal de salud capacitado (kinesiólogos, terapeutas físicos, personal técnico de rehabilitación)
- Nunca aplicar la compresa directamente sobre la piel: utilizar siempre fundas o toallas protectoras para evitar quemaduras
- No utilizar en pacientes con alteraciones de la sensibilidad térmica, trastornos circulatorios severos, heridas abiertas o procesos inflamatorios agudos, sin evaluación médica previa
- Verificar periódicamente el nivel de agua del estanque y reponer según sea necesario
- Instalar el equipo en una superficie estable y nivelada, considerando su peso en operación (hasta 76 kg lleno)
- Revisar el correcto funcionamiento del termostato de seguridad de forma periódica
- Realizar mantenimiento y limpieza del estanque según las recomendaciones del fabricante

8. INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE CONTACTO

Distribuido por	FISIOMED Limitada
RUT	76.184.288-9
Especialidad	Distribuidor exclusivo de la marca WME en Chile — insumos kinésicos y respiratorios
Dirección	General del Canto N° 105, Of. 602, Providencia, Santiago, Chile
Garantía	Garantía técnica de 1 año + servicio técnico especializado
Contacto	ventas.fisiomed@gmail.com
Sitio web	www.fisiomed.cl

Este documento tiene fines informativos y de catálogo. Las especificaciones pueden variar según actualizaciones del fabricante.