

FICHA TÉCNICA

# PEDALERA – CICLOERGÓMETRO DIGITAL

BIDIRECCIONAL · MODELO DE-LUXE · RESISTENCIA MAGNÉTICA + PANTALLA DIGITAL

FISIOMED LTDA · RUT 76.184.288-9 · Especialista en Insumos Kinésicos & Medicina Física



## A. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Nombre comercial</b>	<b>Pedalera – Cicloergómetro Digital Bidireccional De-Luxe</b>
<b>Modelo</b>	DE-LUXE con Resistencia Magnética
<b>Categoría</b>	Dispositivo médico kinésico / Equipo de rehabilitación
<b>Proveedor</b>	FISIOMED LTDA — RUT 76.184.288-9
<b>Certificaciones</b>	CE · FDA Approved
<b>Contacto</b>	ventas.fisiomed@gmail.com · General del Canto 105 Of. 602, Providencia, Stgo.

## B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Tipo de resistencia</b>	Magnética — ajuste continuo por perilla
<b>Dirección de pedaleo</b>	Bidireccional (hacia adelante y hacia atrás)
<b>Pantalla</b>	Digital LCD — muestra tiempo, RPM, distancia y calorías
<b>Niveles de resistencia</b>	8 niveles ajustables (1–2 Calentamiento / 3–4 Rehabilitación / 5–6 Resistencia / 7–8 Estabilización muscular)
<b>Peso aproximado</b>	7,5 kg
<b>Superficie base</b>	Antideslizante (pies de goma)
<b>Diseño</b>	Ergonómico, estable y cómodo

<b>Transportabilidad</b>	Liviano y transportable
<b>Correas de pedal</b>	Ajustables con velcro — compatibles con pie/tobillo
<b>Material estructura</b>	Acero + ABS de alta resistencia
<b>Uso clínico</b>	Fisioterapia, kinesiología, rehabilitación motora

### C. CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

✓	Modelo "DE-LUXE" con resistencia magnética de alta precisión
✓	Pantalla digital LCD multifunción (tiempo / RPM / distancia / calorías)
✓	Resistencia fácilmente ajustable según requerimiento del paciente
✓	Diseño ergonómico, estable y cómodo para uso prolongado
✓	Bidireccional: pedaleo hacia adelante y hacia atrás
✓	Antideslizante: base con pads de goma para máxima seguridad
✓	Transportable: peso aproximado de sólo 7,5 kg
✓	Certificado CE + FDA Approved — Calidad Premium
✓	Correas de pedal ajustables compatibles con terapia de miembro inferior
✓	Ideal para uso en clínica, domicilio y box kinésico

### E. NIVELES DE RESISTENCIA MAGNÉTICA

NIVEL	APLICACIÓN CLÍNICA
<b>Nivel 1–2</b>	Warm-up / Calentamiento — inicio de sesión, pacientes con movilidad reducida
<b>Nivel 3–4</b>	Rehabilitación — recuperación funcional, adulto mayor, post-cirugía
<b>Nivel 5–6</b>	Improve Endurance — entrenamiento cardiovascular, resistencia aeróbica
<b>Nivel 7–8</b>	Stabilizing Muscle — activación muscular intensa, fortalecimiento avanzado

**F. INDICACIONES CLÍNICAS DE USO**

<b>Rehabilitación</b>	Post-ACV, post-cirugía ortopédica, fractura MMII
<b>Adulto mayor</b>	Mantenimiento de movilidad articular y fuerza funcional
<b>Neurológico</b>	Esclerosis múltiple, Parkinson, lesión medular leve
<b>Cardiovascular</b>	Entrenamiento aeróbico de baja intensidad
<b>Domicilio</b>	Uso ambulatorio supervisado o autónomo
<b>Box kinésico / clínica</b>	Sesiones de kinesioterapia respiratoria y motora

**G. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR**

<b>Empresa</b>	<b>FISIOMED LTDA</b>
<b>RUT</b>	76.184.288-9
<b>Especialidad</b>	Insumos Kinésicos & Medicina Física
<b>Dirección</b>	General del Canto N° 105, Of. 602, Providencia, Santiago
<b>Correo</b>	ventas.fisiomed@gmail.com
<b>Web</b>	www.fisiomed.cl
<b>Certificaciones</b>	CE — FDA Approved — Calidad Premium