

DINAMÓMETRO BASELINE




MODELO HIDRÁULICO - EVALUACIÓN

RANGO DE MEDICIÓN HASTA 90 Kg.



- **DESCRIPCIÓN:**
- Dinamómetro hidráulico para evaluación y medición de fuerza de manos & dedos
MARCA BASELINE / Confiabilidad y precisión
- Cumple con normativas ISO, CE y FDA
- Rango de medición hasta 90 kilos (200 libras)
- Lectura puede verse en kilos o libras
- Diseño ergonómico con posiciones ajustables según tamaño de la mano del usuario
- Peso aprox. 1.8 kilos
- Permite registro máximo (flecha roja)
- Modelo metálico (alta durabilidad)
- Cómodo dial de 2½" para visualización de los registros
- Certificado por IST
- Libre de látex (uso clínico)
- Incluye maléa rígida de transporte



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



FISIOMED LTDA

76.184.288-9

ESPECIALISTA EN INSUMOS
KINÉSICOS & INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN CLÍNICA

General del Canto #105 of 602
Providencia, Stgo.

ventas.fisiomed@gmail.com