

# FREEZER + 8 COLD-PACK CRIOTERAPIA

WME® FDA CE



Insumos Kinésicos & Medicina Física



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>PESO NETO</b>	20 kg / 41.8 lb
<b>MEDIDAS</b>	450 × 480 × 553 mm
<b>TEMPERATURA</b>	-18° a 0°C
<b>CAPACIDAD</b>	40 litros
<b>CONEXIÓN</b>	220 V / 50-60 Hz
<b>EFICIENCIA ENERG.</b>	Tipo A
<b>USO</b>	Crioterapia – Termoterapia
<b>MATERIAL COMPRESA</b>	Vinyl + Bentonita volcánica

### ★ COMPRESAS COLD PACK PROFESIONALES,

Material Vinyl + Bentonita volcánica:

No se cristalizan al congelarse

— mantienen sus propiedades moldeables para una mejor cobertura de la zona a tratar.

## CARACTERÍSTICAS PACK INCLUYE

<b>1</b>	<b>X FREEZER 40 LTS PROFESIONAL CRIOTERAPIA</b>
<b>2</b>	<b>X COLD PACK PROFESIONAL / NECK (Cervical)</b>
<b>2</b>	<b>X COLD PACK PROFESIONAL / OVERSIZE (38 × 61 cm)</b>
<b>2</b>	<b>X COLD PACK PROFESIONAL / STANDARD (25 × 30 cm)</b>
<b>2</b>	<b>X COLD PACK PROFESIONAL / HALF SIZE (13 × 30 cm)</b>

## COMPRESAS COLD PACK — DETALLE DE MODELOS

