

Boquilla Universal Hudson®

Boquillas Plásticas Desechables para Flujiometría y Espirometría



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La Boquilla Universal Hudson® es un accesorio desechable de uso clínico fabricado en polietileno de alta calidad. Su diseño universal permite la conexión con múltiples equipos de flujiometría y espirometría. Ideal para entornos clínicos, hospitalarios y de rehabilitación pulmonar.

Marca: Teleflex Medical® / Hudson RCI

Contenido: Pack de 10 unidades

Origen: Estados Unidos (EE. UU.)

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto	Boquilla Universal Hudson®
Nombre Comercial	Boquillas Plásticas Desechables
Marca / Fabricante	Teleflex Medical® / Hudson RCI
SKU / Referencia	(B10) / (1507-B5)
País de Origen	Estados Unidos (EE. UU.)
Contenido por Pack	10 unidades por pack
Proveedor Chile	FISIOMED Limitada, Providencia, Santiago

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Polietileno (PE) – grado médico
Diámetro Interno (D.I.)	15 mm
Diámetro Externo (D.E.)	22 mm – conector estándar ISO
Tipo de Conexión	Adaptador universal macho-hembra
Peso por unidad	Aprox. 8 g
Peso del pack (10 uds.)	Aprox. 2 kg (embalaje incluido)

Dimensiones del embalaje	20 × 20 × 15 cm
Color	Blanco / transparente
Tipo de uso	Desechable – uso único

COMPATIBILIDAD Y APLICACIONES

Aplicación principal	Flujometría y Espirometría
Compatibilidad	Espirómetros y Flujómetros MINI Wright
Válvulas compatibles	Threshold IMT / PEP – NIF-Meter® – Triflow
Dispositivos adicionales	Mayoría de equipos con conexión ISO 22 mm
Ámbito de uso	Clínico, hospitalario, domiciliario, rehabilitación

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Conecta con múltiples dispositivos de espirometría y flujometría.
- Material desechable: no requiere contenedores especiales de eliminación.
- Adaptador universal compatible con norma ISO 22 mm.
- Tamaño estándar clínico – fácil inserción y manejo.
- Higiene garantizada por uso único: previene contaminación cruzada.

INDICACIONES DE USO

- Pruebas de espirometría y evaluación de función pulmonar.
- Medición de flujo espiratorio con flujómetros Mini Wright.
- Entrenamiento muscular inspiratorio / Sala IRA – ERA.
- Rehabilitación pulmonar y kinesiología respiratoria.
- Uso domiciliario con dispositivos Threshold, Acapella o Triflow.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Producto de uso único. No reutilizar ni esterilizar.
- Desechar en contenedor de basura domiciliaria convencional (no requiere contenedor para punzocortantes).
- No utilizar si el embalaje está dañado o abierto.
- Mantener en lugar seco y limpio, alejado de fuentes de calor.
- No apto para uso en circuitos de anestesia sin validación previa.
- Mantener fuera del alcance de niños menores de 3 años.

INFORMACIÓN COMERCIAL Y DE CONTACTO

Proveedor	FISIOMED Limitada
Dirección	General del Canto 105, Of. 602, Providencia, Santiago
Teléfono	+56 9 3867 2424 / +56 2 2264 0363
Correo de contacto	ventas.fisiomed@gmail.com
Sitio Web	www.fisiomed.cl
Modalidad de compra	Presencial, web y Mercado Público (ChileCompra)

Documento de carácter informativo. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Consulte siempre el embalaje del producto.